

Gely ULTRASOUND byly navrženy pro použití v ultrazvukové fyzioterapii a diagnostice. Ultrazvukový gel zaručuje dokonalý přenos ultrazvukových vln. Ve vodě rozpustný Neobsahuje mastné látky, snadno se odstraňuje, nezanechává skvrny, nedráždí pokožku, bez zápachu. Neobsahuje žádné aktivní látky, které by mohly poškodit sondy zařízení echografu. Neobsahuje sůl.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Gel je připraven k použití.
- Vyčistěte a odmastěte pokožku pacienta.
- Naneste požadované množství gelu.
- Připojte a používejte zařízení a sondy podle pokynů dodaných výrobcem.
- Po ukončení procedury odstraňte všechny zbytky gelu papírovým ubrouskem nebo gázou navlhčenou vodou.
- Přestaňte používat gel u pacientů s přecitlivělostí, pokud se vyskytnou kožní reakce.

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro vnější použití.
- Produkt není sterilní.
- Neaplikujte gel na poraněnou pokožku, pokožku zasaženou oděrkami, erytémem.
- Po použití láhev uzavřete.
- Může způsobit podráždění nebo zarudnutí u alergických osob.
- Kontakt s očima může způsobit podráždění.
- Alergik s citlivou pokožkou by měl během nanášení gelu použít ochranné rukavice.
- Nepoužívejte gel po uplynutí doby použitelnosti na lahvičce.
- Pokud balení obsahuje prázdnou opakovaně plnitelnou lahvičku se štítkem, měl by se plnit pouze výrobek s názvem produktu na štítku.

SLOŽENÍ: Aqua, Carbomer, Sodium hydroxid, EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin (bezbarvý)

DOSTUPNÁ BALENÍ

260g – v kartónu 50ks
500g – v kartónu 24ks
1000g – v kartónu 10ks
5000g – v kartónu 4ks kubitaineru
5000g – v kartónu 4ks kanýstrů

ZPŮSOB LIKVIDACE

Produkt, odpad:

Chemikálie musí být zlikvidovány v souladu s příslušnými národními předpisy.

Obal musí být zlikvidován v souladu s příslušnými národními předpisy.

SKLADOVÁNÍ

Teplota: + 10 ° C ÷ + 30 ° C - Relativní vlhkost: 30 % ÷ 75 %. Uchovávejte obal pevně uzavřený, mimo dosah sucha a zdrojů UV záření.

TRVANLIVOST: 36 měsíců od data výroby. Spotřebujte do 3 měsíců po otevření.

02.05.2022. V 01

	Výrobce		Teplotní limit		Šarže		Upozornění
	Uživatelský manuál		polyethylenové obaly		Spotřebujte do data		Jednorázové použití
	Nesterilní		mimo UV UV		Zdravotnický prostředek		

Ultragel Medical Kft.

✉ 1022 Budapest, Aranka utca 12.

☎ +36 1 278 3050

✉ info@ultragelmedical.hu

🌐 www.ultragelmedical.hu