



ECOLAB®

**Komplexní řešení
pro mytí a dezinfekci
podložních mís**

Produkty pro myčky podložních mís



Produkty se specifickým složením, které usnadňují čištění a sušení se vyznačují:

- Kyselé produkty: Odstupňovanou kyselostí, tj. pH od nízkého po vysoké
- Zásadité produkty: Odstupňovanou alkalitou, tj. pH od nízkého po vysoké
- Schopností odstraňovat vápenaté usazeniny
- Působením komplexotvorných látek inaktivují nežádoucí ionty a zabraňuje vzniku sraženin
- Obsahem povrchově aktivních látek a detergentů, vhodných pro myčky podložních mís
- Svými vlastnostmi podpořit výkon myček při oplachu a sušení

Vzhledem k široké paletě myček podložních mís na mezinárodním trhu je t

KYSELÉ

PH NEU

○ Anios LB 20



○ Anios LB 30



○ Anios LB 40



OBLAST POUŽITÍ

Kyselý oplach pro termodezinfekci podložních mís v myčkách.

ANIOS LB 20 VLASTNOSTI

pH NEŘEDĚNÉHO PRODUKTU PŘI 20°C
cca 1,5
HUSTOTA (KONCENTROVANÝ PRODUKT)
2,76 mPa/s
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ (1%)
73 mN/m

ANIOS LB 30 VLASTNOSTI

pH NEŘEDĚNÉHO PRODUKTU PŘI 20°C
cca 2
HUSTOTA (KONCENTROVANÝ PRODUKT)
3,44 mPa/s
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ (1%)
30 mN/m

ANIOS LB 40 VLASTNOSTI

pH NEŘEDĚNÉHO PRODUKTU PŘI 20°C
cca 2,2
HUSTOTA (KONCENTROVANÝ PRODUKT)
3,00 mPa/s
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ (1%)
30 mN/m

řeba používat i jim přizpůsobenou řadu produktů.

UTRÁLNÍ

ALKALICKÉ

○ Anios LB 200



○ Anios LB 300



○ Anios LB 400



Vylučování a rozptýlení uhličitanu vápenatého / silný chelatační a dispergační účinek produktu při jakékoliv kvalitě vody. Zabraňuje usazování vodního kamene na a v zařízení.

ANIOS LB 200 VLASTNOSTI

pH NEŘEDĚNÉHO PRODUKTU PŘI 20°C
cca 9,6
HUSTOTA (KONCENTROVANÝ PRODUKT)
3,24 mPa/s
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ (1%)
73 mN/m

ANIOS LB 300 VLASTNOSTI

pH NEŘEDĚNÉHO PRODUKTU PŘI 20°C
cca 13,4
HUSTOTA (KONCENTROVANÝ PRODUKT)
3,00 mPa/s
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ (1%)
73 mN/m

ANIOS LB 400 VLASTNOSTI

pH NEŘEDĚNÉHO PRODUKTU PŘI 20°C
cca 13,5
HUSTOTA (KONCENTROVANÝ PRODUKT)
3,84 mPa/s
POVRCHOVÉ NAPĚTÍ (1%)
63 mN/m

Informace o produktech

PRODUKTOVÁ ŘADA



VÝROBEK	BALENÍ	KÓD PRO OBJEDNÁNÍ
1 Anios LB 20	5 L x 4	3103850
2 Anios LB 30	5 L x 2	3103950
3 Anios LB 40	5 L x 2	3103910
4 Anios LB 200	5 L x 2	3103870
5 Anios LB 300	5 L x 4	3103970
6 Anios LB 400	5 L x 2	3103890

DOPORUČENO K POUŽITÍ

	DETERGENT	OPLACH/DEKALCIFIKACE
ArjoHuntleigh	LB 400	LB 200
Meiko	LB 400	LB 40
Arcania	LB 400	LB 200
Deko	LB 300	LB 20
Steelco	LB 400	LB 30
Ken	LB 400	LB 200
France Reval	LB 400	LB 30



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributor pro ČR:
ECOLAB s.r.o.
Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika

OBLAST POUŽITÍ

LB 20 – LB 40

Řada kyselých oplachových produktů pro použití v mycích dezinfektorech podložních mís.

LB 200 - LB 400

Sekvestrační komplexotvorné produkty odstupňovanou úrovní alkalického pH, určené pro použití v myčkách podložních mís při termodezinfekci, přičemž zabraňují vzniku sraženin. Určené pro použití v mycích dezinfektorech podložních mís.

NÁVOD

Podrobné informace na etiketě a produktovém listu.

SLOŽENÍ

Podrobné informace na etiketě a produktovém listu.

SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí-dodržujte návod k použití (vypracovaný v souladu s platnými evropskými pravidly, týkajícími se klasifikace a označování chemických přípravků). Skladujte při teplotách +5°C až +25°C.

CERTIFIKACE

Certifikáty je možno poskytnout na vyžádání.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Podrobné informace na etiketě a produktovém listu.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ECOLAB[®]

www.ecolab.com