

## easyCARE FLEX – diagnostické rukavice, nitrilové, bezpudrové

### Indikace:

- Prostředek určený k ochraně rukou, k vyšetřovacím a diagnostickým úkonům, s cílem zabránit přenosu mikroorganismů mezi zdravotnickým personálem a pacientem a minimalizovat tak riziko zkřížené kontaminace

### Vlastnosti:

- Materiál: 100 % nitril (akrylonitril-butadien)
- Barva: kobaltová modř, bílá, černá
- Manžeta: rolovaná
- Nepudrované, zbytky pudru méně než 2 mg na rukavici
- AQL: 1,0
- Síla přetržení: min. 7,5 N
- Gramáž:  $3,0 \pm 0,2$  g
- Pevnost v tahu: min 14 MPa
- Vnitřní povrch: chlorovaný
- Vnější povrch: dodatečná textura na konečcích prstů
- Vynikající přilnavost v mokřích i suchých podmínkách, pevný úchop díky textuře na konečcích prstů
- Standardní délka: 240 mm
- Pravolevé
- Velikosti: XS, S, M, L, XL
- Jednorázové
- Nesterilní
- Balení: 100 ks
- Doba použitelnosti: 5 let

Klasifikace ZP:           třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Klasifikace OOP:       kategorie III – Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425

Návod na použití:     ano



## AKTUÁLNÍ NORMY

Zdravotnický prostředek v souladu s normami:

- EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009
- EN ISO 13485:2016, EN IEN ISO 13485:2016/A11:2021
- EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015/A1:2024
- EN ISO 14001:2015, EN ISO 14001:2015/A1:2024
- EN ISO 14971:2019, EN ISO 14971:2019/A11:2021
- EN 62366-1:2015, EN 62366-1:2015/A1:2020
- EN ISO 15223-1:2021, EN ISO 20417:2021
- EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-5:2009
- EN ISO 10993-10:2023, EN ISO 10993-23:2021
- EN ISO 11737-1:2018, EN ISO 11737-1:2018/A1:2021
- ASTM F1671, ASTM D6978

Osobní ochranný prostředek v souladu s normami:

- EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020/A1:2024
- EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- EN ISO 374-2:2019
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN ISO 374-4:2019
- EN ISO 374-5:2016
- ASTM D6319

Schváleno pro styk s potravinami: v souladu s Nařízením (ES) 1935/2004 a nařízením Komise (ES) 10/2011

Systém zabezpečování jakosti: výrobní proces v souladu s EN ISO 9001 a EN ISO 13485

---

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa  
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, [www.zarys.pl](http://www.zarys.pl)

Distributor: Zarys International Group s.r.o.  
Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, [www.zarys.cz](http://www.zarys.cz)

---

| REF         | rozměr | barva          | balení | transportní balení |
|-------------|--------|----------------|--------|--------------------|
| RNBKXS10003 | XS     | kobaltová modř | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBKS10003  | S      | kobaltová modř | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBKM10003  | M      | kobaltová modř | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBKL10003  | L      | kobaltová modř | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBKXL10003 | XL     | kobaltová modř | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBWXS10003 | XS     | bílá           | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBWS10003  | S      | bílá           | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBWM10003  | M      | bílá           | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBWL10003  | L      | bílá           | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBWXL10003 | XL     | bílá           | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBCXS10003 | XS     | černá          | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBCS10003  | S      | černá          | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBCM10003  | M      | černá          | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBCL10003  | L      | černá          | 100 ks | 10 x 100 ks        |
| RNBCXL10003 | XL     | černá          | 100 ks | 10 x 100 ks        |