

ZDRAVOTNICKÁ OBLIČEJOVÁ MASKA S GUMIČKOU



MATERIÁL	SPUNBOND obličejová část- NETKANÁ TEXTILIE 100% PP MELTBLOWN - FILTRAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE SPUNBOND pohledová- NETKANÁ TEXTILIE 100% PP
CERTIFIKACE	SPLŇUJE POŽADAVEK NORMY EN 14683:2019+AC:2019 ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK TŘÍDY I, KLASIFIKACE IIR
DESIGN	TŘÍ-VRSTVÁ JEDNORÁZOVÁ OBLIČEJOVÁ MASKA –ROUŠKA S ELASTICKÝMI GUMIČKAMI NA UPEVNĚNÍ ZA UŠI A NOSNÍM TĚSNÍCÍM PÁSKEM, KOPIRUJÍCÍM TVAR NOSU
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	VYSOKÁ FILTRAČNÍ SCHOPNOST I PROTI PRACHOVÝM ČÁSTICÍM, BAKTERIÍM A VIRŮM VYSOKÁ PRODYŠNOST VODĚODOLNÁ HYPOALERGENNÍ NÍZKÁ HMOTNOST FILTRAČNÍ MATERIÁL POUŽITÝ V TOMTO VÝROBKU BYL VYVINUT VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÝM TÝMEM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
FILTRAČNÍ ÚČINNOST	BFE > 99,97%
ROZMĚRY	DÉLKA: 175 mm +- 5% ŠÍŘKA: 90 mm +- 5% VÁHA: 2,5 g +- 5%
BARVA	MODRÁ
BALENÍ	• 50 ks ROUŠEK V KRABÍČCE (40 KRABÍČEK V KARTONU) • 1 ks SAMOSTATNĚ BALENÝ V HYGIENICKÉM OBALU • 5 ks BALENÝCH V HYGIENICKÉM OBALU • 10 ks BALENÝCH V HYGIENICKÉM OBALU
ZEMĚ PŮVODU	VYROBENO V ČR

